


Комплект с гепаринизированным двухпросветным катетером для гемодиализа



ЦВК: 12 Fr. x 16 см рентгеноконтрастный полиуретан с кончиком Blue FlexTip®, гепариновым покрытием, зажимами удлинительных линий, перфорируемыми инъекционными колпачками.

1 шт: проводник 0,89 мм x 60 см (прямой гибкий и J образный кончики)

Канюля рентгеноконтрастная 18 Ga. x 6.35 см на игле 20 Ga.

игла контроля давления при пункции

инъекционная игла: 22 Ga. x 3.81 см с шприцем Luer-Slip 5 мл

инъекционная игла: 25 Ga. x 2.54 см с шприцем Luer-Lock 5 мл

пункционная игла: 18 Ga. x 6.35 см с шприцем Arrow® Raulerson 5 мл

пошаговый тканевый расширитель

3 упакованные палочки с антисептиком (10% Povidone-Iodine)

ампула Лидокаина гидрохлорида 1 % - 5 мл

пакетик с антисептиком Povidone-Iodine 10%

подушечка для использованных игл

стерильная укладка

простыня стерильная 61 x 91 см

скальпель № 11

2 шт.: Марлевые салфетки 4.5 x 4.5 см

5 шт: Gauze Pad(s): 9 x 9 см

шовная нить (шелк) на игле