


Набор с двухпросветным гемодиализным катетером для высокообъемных инфузий

Описание:



Двухпросветный центральный венозный катетер 12 Fr. x 20 см: рентгеноконтрастный полиуретан с кончиком Blue FlexTip® для высокообъемных инфузий, с зажимами на соединительных линиях, перфорируемыми колпачками.

Состав набора:

1 шт.: проводник 0,89 мм ´ 68 см (прямой гибкий и J образный кончики)

1 шт.: пункционная игла 18 Ga x 6.35 см на шприце Luer-Slip, 5 мл.

1 шт.: пошаговый тканевый расширитель

Количество в упаковке: 5 шт.