


Набор с двухпросветным гемодиализным катетером с изогнутыми удлинительным линиями

Описание:



Двухпросветный центральный венозный катетер 14 Fr. x 20 см: рентгеноконтрастный полиуретан

с кончиком
Blue FlexTi

р

® д

ля
высокообъемных инфузий, с зажимами на соединительных линиях, перфорируемыми колпачками.

Состав набора:

1 шт: проводник 0,89 мм ´ 68 см (прямой гибкий и J образный кончики)

1 шт.: пункционная игла 18 Ga x 6.35 см на шприце Luer-Slip, 5 мл.

1 шт.: пошаговый тканевый расширитель

Просвет катетера / объем заполнения / скорость потока / давление нагнетания:

Дистальный: 10 G./2,1 мл/ 250 мл/мин / 100 мм рт. ст / 400мл/мин / 160 мм. рт. ст

Проксимальный: 10 G./2,0 мл/ 250 мл/мин / 100 мм. рт. ст / 400 мл/мин / 180 мм. рт. ст

Количество в упаковке: 5 шт.