

## Набор для катетеризации центральной вены с двухпросветным ЦВК

### Описание:



Двухпросветный центральный венозный катетер Blue FlexTip® 2,67 см x 20 см., рентгеноконтрастный, замками удлинительных линий, перфорируемыми колпачками.

**Состав набора:**

1 шт.: проводник 0,81 мм ´ 60 см (прямой гибкий и J образный кончики)

1 шт.: фиксатор катетера мягкий

1 шт.: пункционная игла 18Ga / 6.35 см.

1 шт.: шприц 5 мл Luer-Slip

1 шт.: фиксатор катетера жесткий

1 шт.: сосудистый расширитель

Просвет катетера / объем заполнения / скорость потока:

Дистальный: 14 G./0.75 мл / 5.600мл/ч

Проксимальный: 14 G./0.80 мл / 5.100 мл/ч

**Количество в упаковке:** 10шт.