



Баллонный катетер для ангиопластики

- С покрытием на всем протяжении
- Низкий профиль
- Новая технология shaft катетера

[Информация для заказа](#)

FoxCross - система с покрытием на всем протяжении для уменьшение трения.



Специальное покрытие баллона, катетера, кончика и просвета для проводника

- Усовершенствованная проводимость
- Улучшенная проходимость, особенно в кальцинированных длинных поражениях
- Уменьшенное возвратное усилие


Эффект специального покрытия баллонного катетера



Источник: Данные из архива Abbott Vascular

Низкое трение. Баланс между трением до размера баллона 7x80 мм включительно

- Optima Diamond – Торговая марка Boston Scientific или филиалов компании
- Optima SDS – Торговая марка Boston Scientific или филиалов компании
- Sailor Plus – Торговая марка Abbott Vascular или филиалов компании
- Powerflex P3 – Торговая марка Abbott Vascular или филиалов компании
- Opta Pro – Торговая марка Invatec или филиалов компании
- Opti-Plast XT – Торговая марка Cordis или филиалов компании
- Opti-Plast XT – Торговая марка Cordis или филиалов компании



Источник: Данные из архива Abbott Vascular

2 - Гидрофильное покрытие 100% баллона и под баллоном для лучшей проходимости в речное сечение:

