




Баллон высокого давления

Самое высокое расчетное давление разрыва до 22 ATM
 Обеспечивает безопасное лечение сложных кальцинированных стенозов

Профиль

Самый низкий профиль кончика в сравнении с основными конкурентами
 Облегчает прожвигание через суженные или окклюзированные стенозы.


Профиль кончика - Среднее/Мин/Макс



Совместим с 4F интродьюсером. Конструкция катетера с двойным просветом

Быстрое сдувание/раздувание
 Позволяет сократить время процедуры и уменьшить дискомфорт пациента.

Время сдувания 80% - Среднее/Мин/Макс




*Измерение проводилось максимум через 20 сек

Отличная свертываемость баллона при сдувании

Минимальный профиль сдутого баллона
 Обеспечивает лучшее повторное прохождение через стеноз/стент. Облегчает введение и удаление через просвет интродьюсера.

Максимальная сила, требуемая для извлечения баллона после раздувания до 20 ATM - Среднее/Мин/Макс



Источник: Данные - © Каринел М. Делл'Орто

[Информация для заказа](#)