



Система для защиты мозга от эмболии

- Корзинка фильтра с двойным каркасом
- 2 варианта катетера для удаления фильтра
- Система с быстрой сменой проводника

[Информация для заказа](#)



1. Стабильность

- множество точек соприкосновения между фильтром и сосудом обеспечивает оптимальную аппозицию к стенке сосуда
- фильтр остается неподвижен при вращении проводником

2. Оптимальная защита

- вырезанные лазером равномерные поры
- большой улавливающий объем корзинки, не создающей препятствий кровотоку



2. Ребра жесткости также расположены по всей длине фильтра к извитой



Дополнительно в фильтре предусмотрены ребра жесткости, обеспечивающие стабильность фильтра при изгибах и извитости катетера.